

Regulatory Operations

Label: 140x80-236-dev
LIFT - Current 7

Finished product size:
139x80

Colour:
Black

Conteúdo: 1 caneta NovoPen® 6 reutilizável, para administração de insulina, num estojo flexível, e Instruções para utilização.

A caneta NovoPen® 6 administra doses de 1U a 60U em aumentos de 1U.

Foi concebida para ser utilizada com os cartuchos de insulina Penfill® de 3 ml e com as agulhas NovoFine® Plus, NovoFine® ou NovoTwist®.

A caneta terá uma duração de 4-5 anos, desde que seja utilizada pela primeira vez antes da data indicada ao lado do símbolo ①.

Para ser utilizada apenas por uma pessoa. A embalagem é reciclável.

Aviso: Mantenha os componentes de pequena dimensão fora do alcance das crianças.
Dispositivo médico.

novonordisk.com
Novo Nordisk A/S
Novo Allé
DK-2880 Bagsværd, Dinamarca

Fabricada por
Novo Nordisk (China)
Pharmaceuticals Co, Ltd.
99 Nanhai Road, TEDA
300457 Tianjin, R.P. China



4260-67-24-1



Project: PM2021-00331
Document: 4260-67-24-1_v5.pdf
Document description:
Document Lifecycle State: Draft
Version: 1
Version ID: 00002_0000196232
Downloaded: Jan 12, 2022 at 7:08 PM GMT+00:00
By: Guimarães, Gil (GMGI@NOVONORDISK.COM)
Approval state: **Draft**