

Regulatory Operations

Label: 140x80-217-dev
Current 8

Finished product size:
139x80

Colour:
Black

Minimum font size:
5pt

Conteúdo: 1 caneta NovoPen Echo® reutilizável, para administração de insulina, num estojo flexível, e Instruções para Utilização.

A memória de dose mostra o tempo que passou desde a última injeção e o número de unidades injetado.

Administra doses de 0,5U a 30U em intervalos de 0,5U.

Foi concebida para ser utilizada com os cartuchos de insulina Penfill® de 3 ml e com as agulhas NovoFine® ou NovoTwist® com um comprimento máximo de 8 mm. Terá uma duração de 4-5 anos, desde que seja utilizada pela primeira vez antes da data indicada ao lado do símbolo ①.

Para ser utilizada por uma só pessoa. A embalagem é reciclável.

Aviso: Mantenha os componentes de pequena dimensão fora do alcance das crianças.

Dispositivo médico.

novonordisk.com

© 2019

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

 DK-2880 Bagsværd, Dinamarca

Fabricada por:

Novo Nordisk (China)

Pharmaceuticals Co, Ltd.

99 Nanhai Road, TEDA


300457 Tianjin, R.P. China

LOT



①

5 °C
41 °F



30 °C
86 °F



4251-67-25-3